



◀ OZNACZENIE DLA PRODUKTÓW POPULARNYCH

**KAPILARY DO ANALIZATORÓW GAZOWYCH KRWI**

z heparyną sodową		
Nazwa wyrobu	KOD	Op.
120 µl, średn. 1.60 mm, dł. 125 mm, hep. Na+Li ◀	1568	250 szt.
130 µl, średn. 2.35 mm, dł. 75 mm, hep. Na	1825	250 szt.
175 µl, średn. 2.35 mm, dł. 100 mm, hep. Na	1824	250 szt.
220 µl, średn. 2.35 mm, dł. 125 mm, hep. Na ◀	1823	250 szt.
Z heparyną litową		
130 µl, średn. 2.35 mm, dł. 75 mm, hep. Li ◀	1826	250 szt.
175 µl, średn. 2.35 mm, dł. 100 mm, hep. Li	1833	250 szt.
220 µl, średn. 2.35 mm, dł. 125 mm, hep. Li ◀	1820	250 szt.
WYPOSAŻENIE:		
kapturki do kapilar 1,6 mm ◀	1407	500 szt.
kapturki do kapilar 2,35 mm ◀	1408	500 szt.
mieszalniki 1,6 mm	1410	250 szt.
mieszalniki 2,35 mm	1409	250 szt.



**KAPILARY KALIBROWANE „END TO END”**

bez heparyny w filoce z dozownikiem		
10 µl	1743	100 szt.
20 µl	1745	100 szt.
50 µl	1749	50 szt.
z heparyną Na w filoce z dozownikiem		
10 µl	1771	100 szt.
20 µl ◀	1772	100 szt.
50 µl ◀	1775	50 szt.

Na zamówienie dostępne są również kapilary E-E z heparyną K<sub>2</sub>EDTA i NH<sub>4</sub>

**WYPOSAŻENIE:**

uchwyty do kapilar (pipetki SHIPON)	1404	100 szt.
zaciski do kapilar	1405	100 szt.

**DOKŁADNOŚĆ ±0,5%, POWTARZALNOŚĆ >0,75%**



# VITREX

## KAPILARY KALIBROWANE „NA ZNACZNIK”

### bez heparyny kalibrowane na jedną pojemność

10 µl	1262	250 szt.
20 µl	1264	250 szt.
25 µl	1266	250 szt.
40 µl	1293	250 szt.
50 µl ◀	1270	250 szt.
100 µl	1272	250 szt.

### kalibrowane na dwie pojemności

20/50 µl	1256	250 szt.
50/100 µl	1257	250 szt.

### z heparyną sodową kalibrowane na jedną pojemność

10 µl	1276	250 szt.
20 µl	1278	250 szt.
25 µl	1280	250 szt.
40 µl	1284	250 szt.
50 µl ◀	1285	250 szt.
100 µl	1286	250 szt.

### kalibrowane na dwie pojemności

20/50 µl	1291	250 szt.
50/100 µl	1271	250 szt.

### z heparyną litową kalibrowane na jedną pojemność

10 µl	1262 Li	250 szt.
20 µl	1264 Li	250 szt.
25 µl	1266 Li	250 szt.
40 µl	1293 Li	250 szt.
50 µl	1267	250 szt.
100 µl	1263	250 szt.

Na zamówienie dostępne są również kapilary na znacznik z heparyną K<sub>2</sub>EDTA i NH<sub>4</sub>

Dyspenser do kapilar w.uż.	569013	1 szt.
----------------------------	--------	--------

## KAPILARY DO WIRÓWEK HEMATOKRYTOWYCH

nieheparynowane	poj. 75 µl	BRIS/E-1632	op. 1000 szt.
	poj. 60 µl	BSRS/E-1604	op. 1000 szt.
Z heparyną sodową	poj. 75 µl	NRIS/E-1636 ◀	op. 1000 szt.
	poj. 60 µl	NSRS/E-1615	op. 1000 szt.

Na zamówienie dostępne są również kapilary hematokrytowe z heparyną litową.

### WYPOSAŻENIE:

podstawki z woskiem do ustawienia 24 szt. kapilar	1400	10 szt.
---	------	---------

**W OFERCIE MAMY RÓWNIEŻ KAPILARY PLASTIKOWE**  
**SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 22 828-71-00 lub [biuro@tridentmed.pl](mailto:biuro@tridentmed.pl)**