


UKŁADY ODDECHOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU

Zbudowane są z medycznego silikonu, autoklawowalne do 134°C.
Istnieje możliwość dowolnych modyfikacji składu układu oddechowego w zakresie długości rur silikonowych, ich średnicy, objętości worka oddechowego, dostępnych portów do monitorowania na łączniku typu Y, dodatkowych łączników prostych lub typu kominek.




UKŁADY WIELORAZOWE 22mm dla dorosłych


Rura silikonowa 22mm dł.150cm x 2szt
Rura silikonowa 22mm dł.100cm
lub 150cm x 1szt
Łącznik Y x 1szt
Łącznik prosty x 1szt




Rura silikonowa 22mm dł.150cm x 2szt
Łącznik Y x 1szt
Worek oddechowy silikonowy 2 lub 3 litry x 1szt
Łącznik prosty x 1szt



Rura silikonowa 22mm dł.150cm x 2szt
Rura silikonowa 22mm dł.100cm lub 150cm
x 1szt
Łącznik Y x 1szt
Worek oddechowy silikonowy 2 lub 3 litry x 1szt
Łącznik prosty x 1szt



Rura silikonowa 22mm dł.150cm x 2szt
Łącznik Y x 1szt
Łącznik prosty x 1szt



UKŁADY WIELORAZOWE 9mm pediatryczne

Rura silikonowa 9mm dł.150cm, złącza 22mm x 2szt
Łącznik Y x 1szt; Łącznik prosty x 1szt

Rura silikonowa 9mm dł.150cm złącza 22mm x 3szt
Łącznik Y x 1szt; Worek oddechowy silikonowy 1litr x 1szt
Łącznik prosty x 1szt