

NACZYNNKA DO OSMOMETRU 800CL I 800CLG



Oryginalne naczynka osmometryczno / krioskopowe - przeznaczone do Osmometru 800CL, 800 CLG, Krioskopu 800 CI i CLG.

Naczynka są plastikowe, o pojemności 1,5 ml, przezroczyste.

Cechą charakterystyczną naczynek są – zarodki krystalizacji – nanoszone ręcznie na wysokości ok. 1/3 naczynka. Zarodki te podczas procesu pomiarowego, po zamieszaniu przez mieszadło Osmometru / Krioskopu, powodują zamrażanie próbki i gwarantują poprawność pomiaru.

Naczynka są pakowane w opakowaniach po 500 szt.

Producent : TRIDENT MED. s.c.