

PULSOKSYMETR PALMCARE ECONET



- Pomiar SPO2 i pulsu
- Alarm wizualny i akustyczny z ustawianymi poziomami alarmów
- Wyświetlacz 2,8" TFT kolorowy LCD
- Wyświetla wyniki pomiarów pulsu, saturacji, krzywą pulsu i poziom alarmów
- Posiada trend pamięci 72 godzinny
- Ma wbudowaną i regenerowalną baterię jonowo - litową, pozwalającą na 3 h ciągłej pracy
- Wyświetla falę pletyzmograficzną

SPECYFIKACJA

Dokładność	Saturacja: 70~100% (1% steps) $\pm 2\%$
Zasilanie Bateria	100~240VAC, 50/60Hz Li-ion 3,7V, 1130mAh
Wyjście data	Max.3 godziny ciągłej pracy od pełnego naładowania USB mini, SpO2, puls
Środowisko pracy	Połączenie: USB mini Typ B Temperatura pracy: 10~45°C Temperatura przechowywania: -10~50°C Wilgotność pracy: 35~80% nie powodująca kondensacji Wilgotność przechowywania: 20~95%
Czujnik SpO2 Pamięć trendu Wymiary	nie powodująca kondensacji w zestawie czujnik SpO2 typu klips na palec, opcjonalnie dostępny kabel – przedłużacz (2,4m) 72 godziny 165x70x30mm Waga netto: ca.165g

AKCESORIA

Czujnik typu klips na palec

SpO2 – typu klips na palec dla dorosłych

Długość: 3m



Czujnik typu klips na palec

SpO2 – typu klips na palec dla dzieci

Długość: 3m



Czujnik typu Y, włączając klips na ucho

Długość: 3m

Uchwyt do pulsoksymetru PALMCARE Plus



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

TEL. 22 789-40-99

e-mail: serwis@tridentmed.pl