


**ZESTAW T – DO NEBULIZACJI I NAWILŻANIA
NA RURKĘ INTUBACYJNĄ LUB TRACHEOSTOMIJNĄ
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**


Łącznik T do tracheostomii
22M-22M-22M/15F

Dostępny jest również wariant z
łącznikiem T – z zastawkami



PACJENT

22F - przedłużenie / nieruchomy kominek - 22M/15F



Nebulizator do deponowania cząstek w tchawicy i oskrzelach



Dren do tlenu 2.1 m

